



ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS

BLUEWAVE

O BLUEWAVE Microtrac provê análise de tamanho de partículas exata, confiável e repetitiva para uma série diferenciada de aplicações mediante a comprovada teoria de compensação de Mie para partículas esféricas e o princípio registrado de cálculos Mie modificado para partículas não-esféricas.

O BLUEWAVE otimizado para materiais menores que 1 micrón proporcionando insuperada resolução. O BLUEWAVE mede tamanhos de partícula de 0,01 a 2.800 μm .

A Microtrac tem tradição na oferta de soluções inovadoras para análise de tamanho de partículas por meio da tecnologia de dispersão de luz. O analisador BLUEWAVE Difração de Laser (LD) é um avanço nesta tradição. Utilizando a patenteada tecnologia tri-laser, o BLUEWAVE proporciona informações exatas, confiáveis e repetitivas para aplicações desde pesquisa e desenvolvimento até a produção, processamento e controle de qualidade. O BLUEWAVE atende ou excede os métodos de análise de tamanho de partículas segundo a ISO 13320-1 – métodos de difração de luz.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- | Tri-laser, azul / vermelho, sistema óptico multidetector, multiangular
- | Lasers azuis autênticos (não LEDs)
- | Algoritmos que utilizam a compensação Mie e cálculos Mie modificados para materiais esféricos e não-esféricos
- | Capacidade medidora de 0,01 a 2.800 μm
- | Medições úmidas e secas
- | Uma via óptica integrada assegura proteção completa dos componentes ópticos com mínima ou nenhuma intervenção do operador.

VANTAGENS DO PRODUTO

- | Mediante aplicação de lasers azuis, a resolução das medições na extremidade inferior aumenta a fim de melhorar enormemente a precisão das medições abaixo de um micrón.
- | Os cálculos Modified Mie (marca registrada) permitem aos usuários medir com exatidão partículas não-esféricas que outros analisadores de partículas têm dificuldade em caracterizar com precisão.
- | A transição contínua entre medição úmida e seca reduz o tempo morto.
- | Detectores fixos proporcionam robusta durabilidade e asseguram um posicionamento adequado
- | A pequena demanda de bancada reduz a necessidade de valioso espaço no laboratório.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Usado em vários campos, como: bebidas, biotecnologia, produtos químicos, alimentos, geologia / mineração, Medicina / Farmácia, pó metálicos, metais, pigmentos, polímeros, vernizes em pó, ...



produtos químicos



materiais de bateria



pó

Para encontrar a melhor solução para a sua demanda de caracterização de partículas, visite o nosso banco de dados de aplicações

ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS BLUEWAVE

DADOS TÉCNICOS

Intervalo de medição	0.01 µm - 2.8 mm
Princípio de Medição	Difração de laser
Lasers	1x Vermelho 780 nm / 2x Azul 405 nm
Potência do laser	Laser vermelho 3 mW nominal Lasers azuis 4-8 mW nominal
Sistema de detecção	Dois detetores fotoelétricos fixos com segmentos de espaçamento logarítmico posicionados em ângulos corretos para detecção otimizada de luz dispersa de 0,02 a 165 graus mediante 151 segmentos detetores.
Dados	Distribuições de volume, número e área, bem como percentuais e outros dados resumidos
Formato dos dados	Armazenados em formato ODBC em bancos de dados Microsoft Access para assegurar compatibilidade com aplicações externas de software estatístico.
Integridade dos dados	A integridade dos dados pode ser assegurada aplicando-se recursos de segurança de FDA 21 CFR parte 11 compatíveis incluindo proteção por senha, assinaturas eletrônicas e permissões atribuíveis.
Tempo de medição	~ 10 a 30 segundos
alimentação elétrica	Entrada de AC: 90-132 VAC, 47-63 Hz, monofásico 200 a 265 VAC, 47-63 Hz, monofásico
Consumo de energia	25 W nominal, 50 W máx. (dependendo das opções instaladas)
Condições ambientais	Temperatura: 5° a 40° Celsius (50° a 95° Fahrenheit) Umidade: 90% RH, máximo não condensável Temperatura de estocagem: -10° a 50° Celsius (14° a 122° Fahrenheit) (somente seco) Poluição: Grau 2
Especificações físicas	Material da caixa: Aço e plástico resistente a impactos Superfícies externas com acabamento de tinta ou revestimento anticorrosivo
Dimensões (L x A x P)	~ 560 x 360 x 460 mm (22 x 14 x 18 in)
Peso	~ 27 kg (60 lbs)

Suprimento de ar do edutor

pressão máxima: 100 psi (689 kPa)
taxa de fluxo mínima: 5 CFM (8,5 m³/h) a 50 psi (345 kPa)
Isento de contaminantes secos, umidade e óleo

Vácuo

O vácuo deve exceder 50 CFM

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O sistema patenteado de três lasers permite medições por dispersão de luz desde a região frontal de ângulo reduzido até quase o inteiro espectro angular (0,2 a 165 graus). Ele faz isso pela combinação de três lasers e dois dispositivos detectores, todos em posições fixas.

O laser principal (no eixo) produz dispersão desde cerca do eixo até aproximadamente 60 graus, detectada por um conjunto frontal e um conjunto grande-angular, ambos com espaçamento logarítmico dos segmentos do detector. O segundo laser (fora do eixo) fica posicionado de modo a produzir dispersão para além do nível de 60 graus, detectado mediante os mesmos conjuntos detectores. O terceiro laser (fora do eixo) fica posicionado de modo a produzir retrodispersão, ainda usando os mesmos conjuntos detectores. Esta técnica multiplica efetivamente o número de sensores disponíveis para a detecção da luz dispersa.

O cálculo da dispersão dos tamanhos das partículas pode ser feito por cálculo de Fraunhofer ou de Mie. A Microtrac foi pioneira no mercado a introduzir um modo de cálculo especial levando em conta formatos irregulares em vez de partículas esféricas. Mais adiante, o algoritmo foi ainda mais refinado visando partículas transparentes, absorventes e reflexivas

www.microtrac.pt/bluewave