



ELŐKEZELŐ KÉSZÜLÉK

## BELPREP VAC

BELPREP VAC II a gázmentesítést melegítéssel végző mintaelőkészítő egység, mely a mintákat vákuum vagy inert gázáram alatti mérésre készíti elő. Az előkészítés különösen hatékony és gyors, mivel az magával a méréssel egyidejűleg végezhető.

BELPREP VAC II készülék 3 mintát képes kezelni.

BELPREP VAC III készülék 6 mintát képes kezelni.

## BELPREP VAC II



<b>Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés</b>	igen
<b>Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés</b>	opció
<b>Előkezelési portok száma</b>	3
<b>Max. hőmérséklet</b>	430°C
<b>Hőmérséklet helyessége</b>	±5°C
<b>Programozható hőmérséklet szabályozás</b>	-
<b>Öblítőgáz automatizált leállítása</b>	igen
<b>Vákuum szívási sebesség automatizált állítása (minta diszpergálása megakadályozásához)</b>	igen
<b>Méret (szél x mag x mély)</b>	321 x 158 x 363 mm
<b>Súly</b>	15 kg
<b>Gázigény</b>	gáz: N2: 0.1 Mpa (G) csatlakozás: 1/8" Swagelok elektromos hálózat: AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 530 VA (vákuumszivattyú nélkül), 50/60 Hz
<b>CE jelzés</b>	igen

## BELPREP VAC III



<b>Vákuumos/melegítéssel gázmentesítés</b>	igen
<b>Áramlásos/melegítéssel gázmentesítés</b>	opció
<b>Előkezelési portok száma</b>	6
<b>Max. hőmérséklet</b>	450°C
<b>Hőmérséklet helyessége</b>	±5°C
<b>Programozható hőmérsékletszabályozás</b>	igen
<b>Öblítőgáz automatizált leállítása</b>	-
<b>Vákuum szívási sebesség automatizált állítása (minta diszpergálása megakadályozásához)</b>	-
<b>Méret (szél x mag x mély)</b>	400 x 317 x 383 mm
<b>Súly</b>	15 kg
<b>Gázigény</b>	gáz: N2: 0.1 Mpa(G) csatlakozás: 1/8" Swagelok elektromos hálózat: AC 100-120 V vagy AC 200-240 V, 630W (vákuumszivattyú nélkül), 50/60 Hz
<b>CE jelzés</b>	igen

[www.microtrac.hu/belprep-vac](http://www.microtrac.hu/belprep-vac)