



DIMENSIONS

VELIKOST ČÁSTIC A TVAR ČÁSTIC

**NOVÝ OVLÁDACÍ A VYHODNOCOVACÍ
SOFTWARE PRO MICROTRAC CAMSIZER**

VLASTNOSTI A DALŠÍ

1 VÝVOJ METODY

Definujte všechna nastavení pro analýzu v jasně strukturovaném pracovním prostoru.

2 OVLÁDÁNÍ CAMSIZERU

Ovládání hardwaru a zahájení analýzy.

3 PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Všechny výsledky analýzy velikosti a tvaru přehledně.

4 KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ

Vergleichen Sie mehrere Ergebnisse zur statistischen Auswertung oder Trendanalyse.

5 PARTICLE X-PLORER

Plně přepracovaný Particle X-Plorer pro zobrazení a vyhodnocení jednotlivých obrazů a částic. Vylepšené funkce filtrů a podrobná analýza částic.

6 LAYOUT EDITOR

Vytvořte si vlastní šablony reportů.

7 INTEGROVANÉ UŽIVATELSKÉ STUPŇ

Chraňte své metody pomocí různých úrovní přístupu.







VŠE POD KONTROLOU S DIMENSIONS

Program DIMENSIONS zahrnuje čtyři jasně strukturované pracovní prostory pro vývoj metod, obsluhu CAM-SIZERu, prezentaci výsledků a vyhodnocení několika analýz. Jednotlivé pracovní prostory lze oddělit od programu a například je přenést na druhý monitor, abyste získali plnou kontrolu nad všemi příslušnými procesy a parametry. Během analýzy zůstávají pracovní prostory pro vyhodnocení výsledků přístupné.

VÝHODY

- I Jednoduchý vývoj metod
- I Jasně strukturovaná prezentace výsledků
- I Různé možnosti vyhodnocení výsledků



Pro bližší informace o softwaru DIMENSIONS a našich produktech navštivte naše webové stránky www.microtrac.cz

DIMENSIONS FAQ

Kdy bude DIMENSIONS k dispozici?

Od ledna 2021 jsou všechny analyzátoři CAMSIZER P4 a X2 dodávány se softwarem DIMENSIONS.

Je DIMENSIONS vhodný pro můj CAMSIZER?

Je kompatibilní s generacemi CAMSIZER P4 a CAMSIZER X2.

Mohu i nadále používat své metody s DIMENSIONS?

Ano, lze přenést všechny podmínky měření starého programu.

Mohu otevřít a upravit staré soubory s DIMENSIONS?

Ano, stará naměřená data lze otevřít a upravit pomocí DIMENSIONS.

Kolik stojí upgrade?

U modelů CAMSIZER od roku 2020 je aktualizace zdarma! Rádi vám poskytneme nabídku pro starší modely. Kontaktujte svého místního prodejce Microtrac nebo ústředí na adrese info@microtrac.com.

Co je to pracovní prostor?

DIMENSIONS zahrnuje čtyři různé pracovní prostory pro vývoj metod, kontrolu přístroje, prezentaci výsledků a vyhodnocení dat. Pracovní prostory lze v případě potřeby oddělit a zobrazit na druhém monitoru, což vám umožní mít plnou kontrolu nad všemi příslušnými procesy.

Co je stavební blok?

Každý pracovní prostor obsahuje stavební bloky s informacemi nebo funkcemi relevantními pro příslušnou oblast. Stavební bloky můžete přizpůsobit svým požadavkům a DIMENSIONS upravit způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Co nabízí nový Particle X-Plorer?

Nový Particle X-Plorer zpřístupňuje informace o částicích a obrazech ještě rychleji než dříve. Mezi nové funkce patří vylepšené funkce filtrů a editor pro tiskové reporty.

Mohu během analýzy pracovat s DIMENSIONS?

Ano, pracovní prostory „Výsledky“ a „Porovnání“ zůstávají přístupné během měření na CAMSIZERU.

Jaké jsou možnosti vyhodnocení dat z CAMSIZERU pomocí DIMENSIONS?

DIMENSIONS představuje výsledky analýzy velikosti a tvaru částic získané pomocí CAMSIZERU. Pro každou částici jsou zaznamenány desítky morfologických parametrů. Prezentaci výsledků lze snadno přizpůsobit prakticky jakémukoli požadavku.

Pro které aplikace je DIMENSIONS vhodný?

Analyzátoři obrazu CAMSIZER se používají téměř v každém odvětví. Díky snadnému ovládání a rozsáhlým možnostem vyhodnocení je DIMENSIONS ideálním nástrojem pro rutinní analýzy i pro složitější aplikace výzkumu a vývoje.